

サンプルの保存及び送付について（外部受託用）

サンプルは、以下の状態で保存及び送付をお願いします。

サンプル	濃度・溶出液等	保存温度 (°C)	送付時の 状態
DNA	サンプル準備についての ファイルをご覧ください	-20	冷凍（保冷剤）
RNA		-80	冷凍（ドライアイス）

サンプル(チューブ)についての注意



チューブの蓋には、必ず**サンプルNo.**を記入して下さい。
消えないよう、太めの(油性)ペンでのご記入をお願いします。

液漏れ・乾燥を防ぐため、
パラフィルムで密封して下さい。

緩衝材等を用い、サンプルを保護して送付して下さい。

- ・サンプル送付の料金は委託者負担となります。必ず元払いにてお送りください。
- ・発送する際は、事前にメールでご連絡ください。
- ・土、日、祝日はサンプルの受け取りを行っておりません。平日着となるように送付願います。
- ・保冷剤又はドライアイスで覆うようにして輸送用の箱に入れ、冷凍便でご送付ください。
- ・冷凍が不十分な場合や梱包上の問題がある場合等、輸送時のトラブルに関してはその責任を負いかねますので、ご注意ください。

送付先

〒422-8529

静岡市駿河区大谷836
静岡大学グリーン科学技術研究所研究支援室
遺伝子実験棟
次世代シーケンス解析担当者宛

お問い合わせ

kvoudou@suml.cii.shizuoka.ac.jp